

Emballageliste

1000 mL brun glasflaske


Anvendelse: Kulbrinter og bundfald



Head Space vial


Anvendelse: MTBE, BTEX, Naphtalen samt Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter

Der skal indsendes 2 stk.




50 mL plast centrifugerør

Anvendelse: Ledningsevne og pH



1000 mL plastflaske med rødt låg


Anvendelse: Suspenderede stoffer og BOD/B15



Emballageliste


500 mL plastflaske med blå låg (steril)

Anvendelse: E. Coli, Coliforme bakterier, Kimtal 22°C og Kimtal 37°C




500 mL plastflaske med rødt låg

Anvendelse: Fosfor, Nitrogen, Ammonium, NVOC i grundvand, Chlorid, Kalium, Sulfat og COD




250 mL plastflaske med hvidt tryklåg

Anvendelse: Ilt i grundvand



1000 mL glasflaske med sort låg


Anvendelse: PAH, Phenoler, DEHP, NPE, Mineralsk olie samt Olie og fedt



Emballageliste


100 mL glasflaske med sort låg

Anvendelse: Cyanid og NVOC i spildevand




30 mL plastrør med HNO₃

Anvendelse: Metaller



P&T brun syreskyllet og glødet glasrør

Anvendelse: Kviksølv i grundvand



3 stk. P&T glas samt 1 stk. screeningsglas

Anvendelse: Polære opløsningsmidler

